

概算流量



お願い

- ※ 液体の粘度・温度・圧力・濃度等の変化や条件によって流量は異なります。参考としてご覧ください。
- ※ 必要な流量が、概算流量の 20～80%の範囲に入るポンプとチューブの組み合わせをお勧めします。

ポンプヘッド 1515(1-3519-15)

チューブ番号 (L/S)	13 (-04)	14 (-05)	19 (-06)	16 (-07)	25 (-08)	17 (-09)	18 (-10)
100rpm 時流量(ml/min)	6.3	25	41.7	76.7	160	266.7	366.7
300rpm 時流量(ml/min)	19	75	125	230	480	800	1100
600rpm 時流量(ml/min)	38	150	250	460	960	1600	2200

ポンプヘッド 2515(1-3519-16)

チューブ番号 (L/S)	15 (-11)	24 (-12)
100rpm 時流量(ml/min)	160	266.7
300rpm 時流量(ml/min)	480	800
600rpm 時流量(ml/min)	960	1600

※2515 は別売です

マイクロポンプヘッド DG-1、DG-2(1-3519-13, 14)

チューブ番号	1 × 1sss (-01)	2 × 1sss (-02)	2.4 × 0.8sss (-03)
100rpm 時流量(ml/min)	6	20	30

※DG-2 でカートリッジを 2 連装している場合は流量 × 2 倍で計算してください