

■ マイクロシリンジポンプ 1-5046-01 ~ 03

■ シリンジテーブルにメモリーされているシリンジ品種・内径一覧表

(1) "Air-Tite" All Plastic	
1cc	4.70mm
2.5	9.70
5.0	12.48
10.0	15.89
20.0	20.0
30.0	22.5
50.0	28.9

(2) Becton Dickinson Interim, WW design, Plastipak	
1cc	4.70mm
3	8.59
5	11.99
10	14.48
20	19.05
30	21.59
60	26.6

(3) Becton Dickinson Glass-all types	
0.5cc	4.64mm
1	4.64
2.5	8.66
5	11.86
10	14.34
20	19.13
30	22.7
60	28.6

(4) Hamilton 1000-Series Gastight	
10 ul	0.46mm
25	0.78
50	1.03
100	1.46
250	2.3
500	3.26
1 ml	4.61
2.5	7.28
5	10.3
10	14.57
25	23.03
50	32.57

(5) JMC Air-Tite pls	
1 ml	4.66mm
2	6.90
2.5	9.10
5	12.62
10	14.34
20	19.68
30	22.44
50	28.8
100	36.68

(6) Nipro	
1 ml	4.71mm
3	9.50
5	12.91
10	15.4
20	19.3
30	23.4
50	29

(7) Hoshi	
1 ml small	4.80mm
1 ml large	6.70
2 ml small	6.70
2 ml large	9.20
3	10.3
5	12.2
10	15
20	19
30	22.5
50	25.5
100	34

(8) Natsume	
0.25 ml	2.60mm
0.5	3.2
1	4.3
2	6.3
3	7.3
5	9.5

(9) Top	
1 ml	4.70mm
2	6.40
3	9.30
6	13.1
12	15.4
25	21
30	23
50	39

(10) Terumo	
1 ml	4.73mm
3	9.00
5	13.04
10	15.79
20	20.18
30	23.36
60	29.45

(11) Terumo Japan	
1 ml small	4.73mm
1 ml large	6.50
3	8.95
5	13
10	15.8
20	20.15
30	23.1
50	29.1

推奨ガラスシリンジ Top	
1 ml	
2	9.1
3	9.8
5	12.1
10	14.9
20	18.2
30	22.4
50	25.2
100	34.4

(注)
このガラスシリンジはシリンジテーブルにはメモリーされていないので、
テンキーで内径を入力してください。

■ 流量範囲 使用するシリンジのメーカーにより多少異なる場合があります。

	シリンジサイズ	10μℓ	25μℓ	50 μℓ	100μℓ	250μℓ	500μℓ	1mℓ	2.5mℓ	3mℓ	5mℓ	10mℓ	20mℓ	30mℓ	50mℓ
IC3100	最小流量 μℓ /時	0.2	0.2	0.4	2.0	2.0	4.0	20.0	20.0	30.0	50.0	200.0	200.0	200.0	300.0
	最大流量 μℓ /時	0.126	0.318	0.625	1.274	3.164	6.359	12.7	31.7	44.9	87.0	125	219	282	426
IC3210	最小流量 μℓ /時	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	最大流量 μℓ /時	1.379	3.641	6.348	12.756	31.656	63.6	136.74	316.8	441.6	859.8	1254.6	2171.4	2789.4	4234.2