

■仕様

測定方式	電量滴定法(終点検出は電位差検出)
サンプル注入量	2・20・200 μ ℓ(ご注文時にご指定ください)
測定レンジ (%表示の場合)	2 μ ℓ注入時、0.00～49.99%、分解能0.01%、20 μ ℓ注入時、0.000～4.999%、 分解能0.001%、200 μ ℓ注入時、0.0000～0.4999%、分解能0.0001%、 OTHER注入時、0.0000～99.99%(校正液濃度によって異なる)
濃度換算	NaCl/CL ⁻ 切り換え
濃度単位	% (w/v)・% (w/w)・mg/ℓ・mol/ℓ
プリンター	サーマルプリンター内蔵
データメモリー	300データ(バックアップ付き)
出力	RS232C(パソコンまたは外部プリンター接続可能)、 外部出力1(オートインジェクタ用)、外部出力2(サンプルチェンジャ用)
電源	AC100～240V 50/60Hz
サイズ	本体/約190×385×192mm、測定部/約110×220×370mm
重量	本体/約3.3kg、測定部/約1.1kg