

■ 針先形状

RN リムーバブルニードル		全てのRN型シリンジに使用できます。但し、接続部には5～100 μ l用と250 μ l～10ml用の2種類があります。
pst-2		セプタムを刺し通す場合このポイントスタイルをお勧めします。針は10～12°カットしており、針の詰まりを防ぐため先端にわずかな反りをもたせています。
pst-3		レオダイン、ウォーターズなどHPLCインジェクターへのサンプルの注入に適します。また、針先は90°カットになっていますので、液体の分注にも利用できます。
pst-5		横穴式で針の詰まりが問題になる場合などに使用します。通常より厚いセプタムや、薄いプラスチック、ビニール等に刺す場合に適します。
KH pst-2		針先10～12°カットのゼロデッドボリウム型シリンジです。シリンジ購入時はプランジャーワイヤーも同様のカットがされていますが、交換する場合プランジャーワイヤーは90°となります。
KH pst-3		針は90°カットのゼロデッドボリウム型シリンジです。