

■ホルダ適用表

型 番	適用容器	NS-LR (往復・旋回)	NS-8 (8の字)	NS-R (高速旋回)	NS-H (水平偏芯)	NS-W (波動形)	NS-S (シーソー)
NSA-FLH	シャーレ等	◎	◎	○	—	◎	◎
NSA-SNH	三角フラスコ、試験管等16mm□×84ヶ所	◎	◎	○	—	◎	◎
NSA-FH1	三角フラスコ100ml用 12個	◎	◎	◎	—	◎	◎
NSA-FH23	三角フラスコ200・300ml用 6個	◎	◎	◎	—	◎	◎
NSA-FH5	三角フラスコ500ml用 2個	◎	◎	◎	—	◎	◎
NSA-TH	遠沈管50ml用 8本	◎	◎	◎	—	◎	◎
NSA-MTR	マイクロチューブ1.5ml 84本	—	—	—	◎	—	—
NSA-MPR	96穴マイクロプレート 4枚	—	—	—	◎	—	—

◎…適用 ○…振とう速度などに制限あり —…適用せず