

残量監視装置AMD 各社対応表

メーカー	型式	対応品	設定
大陽日酸株式会社	DR-15N	AMD-460, 460S	DSW1 : 0, DSW2 : 0
	DR-17	AMD-460, 460S	DSW1 : 0, DSW2 : 1
	DR-17A	AMD-460, 460S	DSW1 : 0, DSW2 : 1
	DR-22DS	AMD-460, 460S	DSW1 : 3, DSW2 : 2
	DR-22	AMD-460, 460S	DSW1 : 3, DSW2 : 4
	DR-31	AMD-460, 460S	DSW1 : 4, DSW2 : 5
	DR-30-6	AMD-460, 460S	DSW1 : 7, DSW2 : 7
	DR-30-10	AMD-460, 460S	DSW1 : 8, DSW2 : 7
	SR-17	AMD-460, 460S	DSW1 : 0, DSW2 : 2
	G48	AMD-460, 460S	DSW1 : A, DSW2 : 4
	DC-30	AMD-460, 460S	DSW1 : 1, DSW2 : 5
	SR-29A	AMD-460, 460S	DSW1 : 4, DSW2 : 5
	SR-29X	AMD-460, 460S	DSW1 : 4, DSW2 : 5
	SR-31	AMD-460, 460S	DSW1 : 5, DSW2 : 6
	SR-36-6	AMD-460, 460S	DSW1 : 7, DSW2 : 9
	SR-36-10	AMD-460, 460S	DSW1 : 8, DSW2 : 9
	SR-36-6R	AMD-460, 460S	DSW1 : 8, DSW2 : 9
	CEBEL30	AMD-530, 530S	DSW1 : 6, DSW2 : 6

Taylor-Wharton社	LD25	AMD-460, 460S	DSW1 : 1, DSW2 : 4
	XT20	AMD-460, 460S	DSW1 : 3, DSW2 : 4
	HC20	AMD-460, 460S	DSW1 : 3, DSW2 : 4
	LD35	AMD-530, 530S	DSW1 : 6, DSW2 : 8
	XT34	AMD-530, 530S	DSW1 : 7, DSW2 : 9
	HC34	AMD-530, 530S	DSW1 : 8, DSW2 : 9
	VHC35	AMD-530, 530S	DSW1 : 8, DSW2 : 9
	HC35	AMD-530, 530S	DSW1 : 9, DSW2 : A
LS750	AMD-530, 530S	DSW1 : A, DSW2 : A	

株式会社バイオメディカルサイエンス bms	GT14	AMD-460, 460S	DSW1 : 0, DSW2 : 4
	TR21	AMD-460, 460S	DSW1 : 1, DSW2 : 6
	GT21	AMD-460, 460S	DSW1 : 3, DSW2 : 7
	TR26	AMD-460, 460S	DSW1 : 4, DSW2 : 9
	GT18	AMD-530, 530S	DSW1 : 1, DSW2 : 5
	GT26	AMD-530, 530S	DSW1 : 5, DSW2 : A
	GT35	AMD-530, 530S	DSW1 : 5, DSW2 : C
	TR35	AMD-530, 530S	DSW1 : 6, DSW2 : C

チャート社 MVE	SC20/20	AMD-460, 460S	DSW1 : 2, DSW2 : 3
	XC22/5	AMD-460, 460S	DSW1 : 2, DSW2 : 4
	XC32/8	AMD-530, 530S	DSW1 : 4, DSW2 : 6
	SC36/26	AMD-530, 530S	DSW1 : 5, DSW2 : 7
	XC33/22	AMD-530, 530S	DSW1 : 5, DSW2 : 7
	XC35/12	AMD-530, 530S	DSW1 : 5, DSW2 : 7
	XC34/18	AMD-530, 530S	DSW1 : 5, DSW2 : 8
	SC36/32	AMD-530, 530S	DSW1 : 6, DSW2 : 9
	XC43/28	AMD-530, 530S	DSW1 : 6, DSW2 : A
	XC47	AMD-530, 530S	DSW1 : 7, DSW2 : B