

## ■ クルー 7-096-01

### ■ 耐薬品性

| 製 品 名 |               | クルー | キムテックス | ケイドライ | キムワイブ・s<br>200 / L 100 | JKワイパー・<br>100s / 150s | キムタオルホワイト | キムタオル | ワークホース | キムワイブハンドタオル滅菌 | クレシアハンドタオルソフトタイプ | クレシアハンドタオルハードタイプ |
|-------|---------------|-----|--------|-------|------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|---------------|------------------|------------------|
| 素 材   |               | 不   | 不      | 紙     | 紙                      | 紙                      | 紙         | 紙     | 紙/不    | 紙             | 紙                | 紙                |
| 薬 品   | メタノール/エタノール   | ○   | ○      | ○     | ○                      | ○                      | ○         | ○     | ○      | ○             | ○                | ○                |
|       | 四塩化炭素         | ○   | ○      | ○     | ○                      | ○                      | ○         | ○     | ○      | ○             | ○                | ○                |
|       | IPA           | ○   | ○      | ○     | ○                      | ○                      | ○         | ○     | ○      | ○             | ○                | ○                |
|       | ベンゼン          | ○   | ○      | ○     | ○                      | ○                      | ○         | ○     | ○      | ○             | ○                | ○                |
|       | アセトン          | ○   | ○      | ○     | ○                      | ○                      | ○         | ○     | ○      | ○             | ○                | ○                |
|       | トリクレン         | ○   | ○      | ○     | ○                      | ○                      | ○         | ○     | ○      | ○             | ○                | ○                |
|       | キシレン          | ○   | ○      | ○     | ○                      | ○                      | ○         | ○     | ○      | ○             | ○                | ○                |
|       | フロンソルブ        | ○   | ○      | ○     | ○                      | ○                      | ○         | ○     | ○      | ○             | ○                | ○                |
|       | ホルマリン         | ○   | ○      | ○     | ○                      | ○                      | ○         | ○     | ○      | ○             | ○                | ○                |
|       | クロロホルム        | ○   | ○      | ○     | ○                      | ○                      | ○         | ○     | ○      | ○             | ○                | ○                |
|       | DMF           | ○   | ○      | ○     | ○                      | ○                      | ○         | ○     | ○      | ○             | ○                | ○                |
|       | DMSO          | ○   | ○      | ○     | ○                      | ○                      | ○         | ○     | ○      | ○             | ○                | ○                |
|       | 苛性ソーダ ( 20% ) | ○   | ○      | ○     | ○                      | ○                      | ○         | ○     | ○      | ○             | ○                | ○                |
|       | 濃硝酸           | ○   | ○      | ○     | ○                      | ○                      | ○         | ○     | ○      | ○             | ○                | ○                |
|       | 濃塩酸           | ○   | ○      | ○     | ○                      | ○                      | ○         | ○     | ○      | ○             | ○                | ○                |
|       | 濃硫酸           | ○   | ○      | ×     | ×                      | ×                      | ×         | ×     | ×      | ×             | ×                | ×                |

( 不 = 不織布ワイパー 紙 = 紙ワイパー 紙/不 = 紙・不織布複合ワイパー )  
 ○ = 使用可      = 使用時要注意      × = 使用不可

### < 試験方法 >

- ・ 試料を各薬品中に24時間浸漬して取り出し、目視検査の後、強度重量を測定し、寸法の変化なども含めて総合的に判断する。