

过滤器型号 ^{※1}	用途	颜色	孔径(μm)	始沸点(kPa)	厚(μm)	液体流量(ml/min/㎡)	空气流量(l/min/㎡)	空隙率(%)
标准MF-Millipore膜								
VSWP	DNA和蛋白质的微透析	白色	0.025	2110	105	0.15	0.15	70
VMWP			0.05	1760		0.74	0.25	72
VCWP			0.1	1410		1.5	0.4	74
GSWP			过滤灭菌、生物鉴定	0.22		352	18	2
PHWP	过滤灭菌、空气监测、颗粒监测、去除颗粒、生物鉴定		0.3	246	32	3	77	
HAW ^{※2}	澄清水溶液、去除颗粒、颗粒分析、微生物分析	黑色	0.45	211	150	60	4	79
HAB ^{※2}	Fluorescent bacteriological assays、颗粒监测、生物鉴定		232					
DAWP	颗粒监测、去除颗粒、微生物试验、酵母和霉菌及藻类的回收	白色	0.65	117		140	9	81
AAW ^{※2}	空气监测、颗粒监测、去除颗粒、生物鉴定		98					
AAB ^{※2}	Fluorescent assays、颗粒监测、空气监测	黑色	0.8	112		190	16	82
RAWP	澄清水溶液		1.2	77	270			
SSWP	储液罐的QC、液体监测、空气监测、颗粒回收及分析	白色	3	70	135	320	30	83
SMWP	储液罐的QC、液体监测、颗粒回收及分析		5	55		580	32	84
SCWP	储液罐的QC、液体监测、空气监测、颗粒回收及分析		8	42		620	65	
无Triton MF-Millipore膜								
GSTF	生物溶液、细胞接触或极微量等要求不含表面活性剂的用途	白色	0.22	352	150	18	2	77
HATF			0.45	211		60	4	79
RATF			1.2	77		270	20	82

※1相当于产品型号的前4位数。 ※2表面为素色或有格子。