

型 号	MKA-610-TT/MKA-610-ST	MKA-520/MKS-520	MKS-500
测 定 方 式	卡尔费休容量滴定法		
测 量 范 围	滴定量: 0.005~99.995mℓ, 0.1~500kgH <sub>2</sub> O, 10ppm~100%H <sub>2</sub> O 容量: 10mℓ滴定管, 精密度: ±0.015mℓ, 重复性: ±0.005mℓ		
终 点 检 测 方 式	使用双铂电极, 检测极化电位方式		
滴 定 方 式	MKA-610-TT: 正滴定、反滴定、自动滴定度校正 MKA-610-ST: 正滴定	MKA-520: 正滴定、反滴定、自动滴定度校正 MKS-520: 正滴定	正滴定
显 示 功 能	八时彩色液晶器, 256色, 800×600光点	液晶显示器, 30字×7行	液晶显示器, 16字×2行