


KRクールBOX-Sの冷蔵品・温度テスト結果



<試験内容>

■当社 冷蔵品・温度テスト

・赤線…KRクールBOX-S 40L

・緑線…市販品発泡スチロール 40L

・黄線…市販品樹脂製クーラーBOX 40L

※庫内には、保冷剤1kgを計8枚投入し、
20Lの水(ペットボトル内)を計測しました

①20Lの水の温度上昇をグラフ化したものです

②試験開始時の水温は2°Cです

③保冷剤は0°Cタイプのものを使用

④外気温は40°C±3°C

⑤予冷なし

※試験内容は弊社内における独自試験結果となります。