

型号	PURELAB flex1	PURELAB flex1 (带纯化包)	PURELAB flex2	PURELAB flex3	PURELAB flex4
25°C时的电阻率(无机物)	取决于给水		18.2 MΩ-cm		
有机物(TOC)-典型值	<10 ppb		<5 ppb ¹		
细菌-典型值 ²	<1CFU/10mℓ				
细菌-典型值 ³	<1CFU/10mℓ				
内毒素 ³	<0.001EU/mℓ				
DNase ³	<0.02pg/μℓ				
RNase ³	<0.002ng/mℓ				

※¹ 取决于给水、² 安装POU过滤器时、³ 安装生物过滤器时